FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracovala: Šárka Divácká Naměřeno: 3. 5. 2022

Skupina: Út 8:00

Úloha č.3: Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin Laboratorní podmínky:

• Teplota 22,0 °C

Tlak 986,2 hPa

Vlhkost 37,4%

1. Úvod

1.1. Viskozita

V první časti úlohy budu určovat viskozitu. Viskozita je mírou toho, jak se reálná tekutina brání tečení. Je to způsobeno vnitřním třením mezi jednotlivými vrstvami tekutiny. Můžeme určit dynamickou viskozitu η, definovanou vztahem

$$\tau = \eta \, \frac{dv_x}{dv}$$

kde τ je smykové napětí mezi vrstvami kapaliny a $\frac{dv_x}{dy}$ je derivace rychlosti proudění kapaliny ve směru normály k rovině smykového napětí. Dále můžeme určit kinematickou viskozitu v definovanou jako

$$v = \frac{\eta}{\rho}$$

kde η je dynamická viskozita a ρ je hustota kapaliny.


Viskozitu mohu měřit pomocí Mariottovy láhve (obr. 1). Svou konstrukcí tato láhev zajišťuje konstantní tlakový rozdíl mezi konci trubice. Dynamickou viskozitu lze poté spočítat jako

$$\eta = \frac{\pi R^4 pt}{8VL}$$

kde R je poloměr trubice, L je délka trubicce, p je tlakový rozdíl mezi konci trubice, V je objem kapaliny, který odteče z láhve za čas t a p je tlak, který určím jako rozdíl tlaků na jednom konci trubice p_1 (atmosférický + hydrostatický) a druhém konci trubice p_2 (atmosférický).

$$p = p_1 - p_2 = h\rho g$$

kde h je rozdíl výšek mezi dolním okrajem trubice a kapilárou.




Obrázek 1: Mariottova láhev

Dále můžeme pro měření viskozity použít Ubbelohdeho viskozimetr (obr. 2). To je skleněný kapilární viskozimetr, sloužící k měření kinematické viskozity Newtonových kapalin. Kinematickou viskozitu stanovíme za pomoci vztahu

$$\nu = Kt$$

kde K je časová konstanta viskozimetru a t je doba za kterou v trubici B hladina klesne z rysky 1 na rysku 2.



Obrázek 2: Ubbelohdeho viskozimetr

1.2. Hustota

Dále budu v této úloze určovat hustotu. Ta je definována jako podíl hmotnosti m a objemu V.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Hustotu mohu také určit metodou ponorného tělíska, která je založena na srovnání vztlakové síly, která působí na ponořené těleso nejprve v kapalině o známé hustotě a poté v kapalině o neznámé hustotě. Neznámou hustotu ρ lze poté získat jako

$$\rho = \frac{m}{m_{zn\acute{a}m\acute{e}}} \rho_{zn\acute{a}m\acute{e}}$$

Další metodou měření hustoty je pyknometrická metoda. Pyknometr je skleněná nádoba se zabroušeným uzávěrem. V uzávěru je tenká kapilára, kterou může unikat při zavírání pyknometru přebytečné množství kapaliny. Určení hustoty neznámé kapaliny spočívá v porovnání hmotnosti této kapaliny s hmotností stejného objemu kapaliny o známé hustotě. Výpočet hustoty provedu podle vztahu

$$\rho_1 = (\rho_2 - \rho_{\nu}) \frac{m_1 - m}{m_2 - m} + \rho_{\nu}$$

kde ρ_2 je hustota známé kapaliny, m_1 je hmotnost pyknometru s kapalinou o neznámé hustotě, m_2 je hmotnost pyknometru s kapalinou o známé hustotě, m je hmotnost pyknometru a ρ_v je hustota vzduchu.

1.3. Povrchové napětí

Poté budu určovat také povrchové napětí. Povrchové napětí je definováno jako síla působící v rovině povrchu kapaliny kolmo na libovolnou délkovou jednotku v povrchu kapaliny, vztažené na tuto délku.

$$\sigma = \frac{F}{I}$$

Toto napětí mohu měřit du Noüyho metodu. Tato metoda je zaměřena na vnoření vhodného objektu (v mém případě kroužku) do studované kapaliny, stanovení smáčeného obvodu objektu a na měření přidané síly působící na objekt vlivem jeho kontaktu s kapalinou. U du Noüyho metody vyhodnocuji maximální sílu působící na kroužek. Povrchové napětí pak mohu vypočíst jako

$$\sigma = \frac{F_{max}}{4\pi R}f$$

kde F_{max} je maximální síla působící na kroužek. $2\pi R$ značí jeho obvod a f je Harkins-Jordanův korekční faktor, v mém případě f = 0,77.

Další metodou je metoda kontaktního úhlu. Při této metodě je na vodorovný očištěný vzorek pevné látky o vhodné povrchové energii nanesena jedna nebo více kapek testovacích kapalin a je měřen kontaktní úhel, který svírá tečna k profilu kapky v místě stylu všech tří fází (pevná látka, kapalina a její pára) s rovinou povrchu pevné látky. V rovnováze, která se ustaví do několika sekund od nakápnutí, platí Youngova rovnice

$$\sigma_s = \sigma_{sl} + \sigma_l \cos\Theta$$

kde σ_s a σ_l jsou volné povrchové mezifázové energie kapaliny a pevné látky vůči páře kapaliny a σ_{sl} mezifázová energie rozhraní kapaliny a pevné látky a θ je rovnovážný kontaktní úhel.

2. Naměřené hodnoty a jejich zpracování

2.1. Teplotní závislost viskozity vody

Pomocí Ubbelohdeho viskozimetru budu určovat teplotní závislost viskozity vody. Nejprve naplním vodu přes trubici C, tak aby hladina vody byla mezi ryskami 3 a 4 (viz obr. 2). Na trubici B nasadíme hadičku s injekční stříkačkou, následně zacpu otvor trubice A pomocí stříkačky vytvořím v trubici B podtlak. Počkám, než hladina vody vysoupá nad rysku 1, poté změřím čas, kdy hladina vody klesne z rysky 1 a na rysku 2.

Pro výpočet kinematické viskozity vyjdu ze vztahu

$$\nu = Kt$$


kde hodnota K a její relativní nejistota je

$$K = 1,063 \cdot 10^{-3} \ mm^2 s^{-2}$$
$$r(K) = 0,0065$$

Toto měření provedu pro tři různé teploty. Čas budu měřit stopkami. Naměřené hodnoty a viskozita jsou

Teplota [°C]	Čas [s]	Viskozita [mm²s-1] (p = 95%)
40,6	612,53	0,651 ± 0,004
35,2	690,34	0,733 ± 0,005
22,8	895,31	0,952 ± 0,006

Teplotní závislost viskozity vody pomocí Ubbelohdeho viskozimetru je tedy:



2.2. Viskozita vody určená pomocí Mariottovy láhve

Viskozitu vody pomocí Mariottovy láhve budu určovat ze vztahu

$$\eta = \frac{\pi R^4 h \rho g t}{8VL}$$

$$kde V = \frac{m}{\rho}$$
.

Hmotnost m získám jako rozdíl hmotnosti m₂ kádinky s vodu, která vyteče za určitou dobu a hmotnosti m₁ prázdné kádinky. Hodnoty R a L jsou uvedeny na lahvi. Hodnotu h změřím

katetometrem a hmotnost kádinky určím pomocí digitálních vah (tyto měření stačí provést jen jednou – nejistotu typu A tedy nebudu uvažovat).

Všechny hodnoty jsou tedy

$$R = (0.570 \pm 0.001)mm$$

$$h_1 = (10.40 \pm 0.02)cm$$

$$h_2 = (0.22 \pm 0.02)cm$$

$$h = (10.18 \pm 0.03)cm$$

$$\rho = 997.66 \ kg \ m^{-3}$$

$$g = 9.809980 \ m \ s^{-2}$$

$$t = (60.7 \pm 0.5) \ s$$

$$m_1 = (22.175 \pm 0.001)g$$

$$m_2 = (40.150 \pm 0.001)g$$

$$m = (17.975 \pm 0.001)g$$

$$L = (165.0 \pm 0.5)mm$$

Nyní již mohu určit viskozitu n a její nejistotu z pravidel pro počítání s nejistotami:

$$\eta = (0.843 \pm 0.008) mPa s (p = 99.73\%)$$

2.3. Hustota lihu určená pyknometrem

Nejprve zvážím prázdný pyknometr, následně pyknometr naplněný lihem a nakonec destilovanou vodou. Budu vážit na digitálních váhách a toto měření provedu pouze jednou a tudíž budu uvažovat jen nejistotu typu B. Hledanou hustotu lihu poté určím ze vztahu

$$\rho_{1} = (\rho_{2} - \rho_{v}) \frac{m_{1} - m}{m_{2} - m} + \rho_{v}$$

$$\rho_{v} = 1,157 \ kg \ m^{-3}$$

$$\rho_{2} = 997,66 \ kg \ m^{-3}$$

$$m = (17,726 \pm 0,001)g$$

$$m_{1} = (37,968 \pm 0,001)g$$

$$m_{2} = (43,336 \pm 0,001)g$$

$$m_{1} - m = (20,242 \pm 0,001)g$$

$$m_{2} - m = (25,610 \pm 0,001)g$$

$$\rho_{1} = 788,7857 \ kg \ m^{-3}$$

$$r(\rho_{1}) = 6,297 \cdot 10^{-5}$$

$$\rho_{1} = (788,79 \pm 0,05)kg \ m^{-3} \ (p = 99,73\%)$$

2.4. Hustota lihu určená metodou ponorného tělíska

Ponorné tělísko zavěsím na závěs pod vahami a váhy vytáruji. Pro co nejpřesnější měření použiji program Tensionmeter. Poté tělísko ponořím nejprve do lihu a poté do destilované vody a z vah v obou případech odečtu hmotnost. Toto měření opět provedu jen jednou a budu uvažovat pouze nejistotu typu B. Hustotu lihu poté určím ze vztahu

$$\rho = \frac{m}{m_{zn\acute{a}m\acute{e}}} \rho_{zn\acute{a}m\acute{e}}$$

$$m = (38,2 \pm 0,1)mN$$

$$m_{zn\acute{a}m\acute{e}} = (48,0 \pm 0,1)mN$$

$$\rho_{zn\acute{a}m\acute{e}} = 997,66 \ kg \ m^{-3}$$

$$\rho = 793,97 \ kg \ m^{-3}$$

$$r(\rho) = 3,3456 \cdot 10^{-3}$$

$$\rho = (794 \pm 3)kg \ m^{-3} \ (p = 99,73\%)$$

2.5. Povrchové napětí měřené du Noüyho metodou

V této části úlohy použiji stejný program a váhy jako v předchozí úloze. Závěsný kroužek zavěsím na váhy a pro kroužek ve vzduchu je vytáruji. V programu spustím měření, kroužek pomalu spustím do kapaliny a po úplném ponoření kroužek plynule vytáhnu. Po odtržení kroužku od hladiny měření zastavím a odečtu maximální sílu, kterou kapalina působila na kroužek. Toto měření provedu pro vodu a líh. Opakovat ho budu vždy 10×. Povrchové napětí určím ze vztahu

$$\sigma = \frac{F_{max}}{2\pi D} f$$

$$D = (58.0 \pm 0.1) mm$$

$$f = 0.77$$

	Líh	Voda
	F _{max} [mN]	
1	12,08	34,83
2	12,06	35,34
3	12,20	34,99
4	12,21	35,26
5	12,21	35,37
6	12,21	35,22
7	12,21	35,32
8	12,09	35,46
9	12,23	34,87
10	12,05	34,72

$$F_{max,lih} = (12,16 \pm 0,02)mN$$

 $F_{max,voda} = (35,14 \pm 0,08)mN$
 $\sigma_{lih} = (25,69 \pm 0,06)mN m^{-1}$
 $\sigma_{voda} = (74,3 \pm 0,2)mN m^{-1}$

2.6. Určení disperzní složky povrchové energie metodou kontaktního úhlu

Na teflonovou plochu nanesu kapky methylen jodidu a vody. Tyto kapky si zvětším a změřím jejich kontaktní úhel. Pro obě tekutiny toto měření provedu 5×. Vyjdou mi hodnoty úhlů

$$\theta_{H_2O} = (107 \pm 3)^{\circ}$$

 $\theta_{methylen\ jodid} = (69 \pm 2)^{\circ}$

Disperzní složku povrchové energie vody pak spočítám ze vztahu

$$\begin{split} \frac{\sigma_{H_2O}^{lw}}{\sigma_{H_2O}} &= \frac{\sigma_{H_2O}}{\sigma_{methylen\ jodid}} \bigg(\frac{1 + cos\theta_{H_2O}}{1 + cos\theta_{methylen\ jodid}} \bigg)^2 \\ & \sigma_{H_2O} = 72,8\ mN\ m^{-1} \\ & \sigma_{methylen\ jodid} = 50,8\ mN\ m^{-1} \\ & \sigma_{H_2O}^{lw} = 28,31\ mN\ m^{-1} \end{split}$$

3. Závěr

Z grafu závislosti kinematické viskozity můžu vidět, že se zvyšující se teplotou viskozita vody klesá. Pro určení přesné závislosti mám však příliš málo dat, nicméně i z tohoto měření vidím, že závislost není lineární.

Dynamická viskozita vody mi vyšla $\eta=(0.843\pm0.008)mPa~s$. Tabulková hodnota je $\eta=0.956~mPa~s$. Toto měření tedy nebylo příliš úspěšné. Může to být způsobeno špatným měřením katetometrem, špatně změřeným časem apod.

Pyknometrickou metodou jsem určila hustotu lihu jako $\rho_1=(788,79\pm0,05)kg~m^{-3}$ a metodou ponorného tělíska jako $\rho=(794\pm3)kg~m^{-3}$. Tabulková hodnota je $\rho=789~kg~m^{-3}$. Měření pyknometrem bylo tedy přesnější než metodou ponorného tělíska.

Dále jsem určovala povrchové napětí lihu a vody. Pro líh mi vyšlo $\sigma_{líh}=(25,69\pm0,06)mN~m^{-1}$, přičemž tabulková hodnota je $\sigma=22,55~mN~m^{-1}$. Tato hodnota mi teda vyšla vyšší, což může být způsobeno např. neopatrným vytahováním kroužku. Pro vodu mi vyšlo $\sigma_{voda}=(74,3\pm0,2)mN~m^{-1}$, přičemž tabulková hodnota je $\sigma=72,75~mN~m^{-1}$. Tato hodnota mi vyšla opět vyšší, což může mít stejnou příčinu jako měření pro líh.

Naposledy jsem určovala disperzní složku povrchové energie vody. Vyšlo mi $\sigma_{H_2O}^{lw}=28,31~mN~m^{-1}$, přičemž tabulková hodnota je 21,8 mN m $^{-1}$. Rozdíl těchto hodnot je způsoben nepřesností měření kontaktních úhlů.